



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Массажный пояс Vibra Tone**



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение .....	3
2. Внимание .....	3
3. В комплекте .....	4
4. Накладывание пояса .....	4
5. Работа пульта управления.....	4
6. Очистка и уход .....	5
7. Гарантия .....	5
8. Технические характеристики .....	5
9. Утилизация материалов .....	6

## 1. Введение

Поздравляем вас с приобретением электромассажера Vibra Tone™, лучшего вибромассажного пояса на рынке.

Технология вибромассажа принесет Вам большую пользу. Не теряйте времени! Сделайте Vibra Tone своим лучшим союзником и всегда берите его с собой, куда бы Вы ни отправлялись.

Перед тем, как начинать пользоваться поясом Vibra Tone™, внимательно прочитайте инструкцию от начала и до конца.

## 2. Внимание

- Не пользуйтесь поясом Vibra Tone™ во время беременности.
- Храните Vibra Tone™ в недоступном для детей месте.
- Не пользуйтесь поясом Vibra Tone™ при тромбозе или во время приема лекарств.
- Не пользуйтесь поясом Vibra Tone™ в течение получаса до или после еды.
- Если Вы перенесли серьезные заболевания, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем пользоваться поясом Vibra Tone
- Не пользуйтесь поясом Vibra Tone™ рядом с водой и не прикасайтесь к нему мокрыми руками.
- Храните пояс в сумке из комплекта, подальше от острых или режущих предметов.
- Никогда не кладите на пояс Vibra Tone™ тяжелые предметы.
- Если Вы почувствовали малейшую боль или неудобство, немедленно прекратите пользование поясом.
- Используйте только комплектные электрошнур и адаптер.
- По окончании использования пояса, отсоедините его от сети.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать Vibra Tone™.
- Не пользуйтесь поясом Vibra Tone™ при высокой температуре и высокой влажности окружающей среды.
- Пояс Vibra Tone™ не является медицинским прибором

### **3. В комплекте**

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

- Пояс с пультом управления – 1 шт;
- Адаптер – 1 шт;
- Сумка – 1 шт;
- Инструкция – 1 шт;
- Описание диеты – 1 шт;
- Сантиметр – 1 шт.

### **4. Накладывание пояса**

1. Рассоедините обе части системы фиксации пояса.
2. Положите Vibra Топе™ на нужный участок тела и надежно закрепите заднюю часть.
3. Подсоедините штепсель пояса к электросети.

### **5. Работа пульта управления**

После подключения пояса к электросети, нажмите кнопку «ON/OFF» на пульте управления. Прозвучит сигнал и загорится красная лампочка питания “Power”, подтверждающая готовность пояса к использованию.

Затем выбирайте один из двух режимов: Автоматический режим или Ручной режим.

**Автоматический режим**

Автоматический режим сочетает различные виды вибрации, чередование которых превращает любое пользование пояса Vibra Топе™ в приятную процедуру.

1. Нажмите на кнопку «Mode» на пульте управления, чтобы выбрать автоматический режим. Загорится индикатор «Auto», подтверждающая включения автоматического режима. Виды вибрации Автоматического режима подобраны таким образом, чтобы обеспечить все достоинства вибромассажа.

2. Отрегулируйте силу вибрации, нажимая на кнопки «+» и «-» для её увеличения или уменьшения соответственно.

### Ручной режим

Ручной режим предполагает только один вид вибрации, что облегчает регулирование по силе в соответствии с каждым конкретным моментом работы пояса и каждой конкретной необходимостью.

1. Нажмите два раза на кнопку “Mode” для выбора Ручного режима. На пульте загорится красная лампочка “Manual”, подтверждающая включение Ручного режима. Для увеличения силы вибрации нажимайте на кнопку «+», а для её уменьшения кнопку «-».

Режим работы можно изменить в любой момент, нажав кнопку «Mode».

Vibra Topе™ автоматически отключается через 30 минут непрерывного использования. По окончании массажа нажмите кнопку «ON/OFF», красная лампочка «Power» погаснет, после чего можно отсоединить пояс от электросети.

## **6. Очистка и уход**

Ваш пояс Vibra Topе™ практически не требует чистки и ухода. По необходимости вы можете протирать пояс слегка влажным куском ткани. Перед протиранием убедитесь, что пояс выключен и отсоединен от сети.

## **7. Гарантия**

Данное изделие обеспечивается гарантией от заводских дефектов в течение срока, предусмотренного действующим законодательством каждой конкретной страны.

## **8. Технические характеристики**

Технические характеристики изделия европейского стандарта (220 В)

- Input: 220-240 В;
- Output:-12 В;

- Частота: 50 - 60 Гц;
- Мощность: 12 Вт.

Технические характеристики адаптера

- Input: 110 240В;
- Output: 12 В, 1000 мА;
- Частота: 50-60 Гц.

## **9. Утилизация материалов**

Не избавляйтесь от указанного изделия таким же способом, что и с бытовыми отходами.

Необходимо действовать в соответствии с действующими местными нормативами и законами.

Электрические и электронные приборы содержат опасные вещества, оказывают вредное воздействие на окружающую среду и на здоровье человека и поэтому должны быть утилизированы надлежащим образом.

**Приятного использования!**

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**