



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Лазерный эпилятор IPL для домашнего использования EvoSkin Quartz



СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности	3
2. Описание устройства	3
2.1 Внешний вид устройства	3
2.2 Комплектация	4
3. Технические характеристики	4
4. Функции	4
5. Перед использованием	5
6. Использование	6
7. Меры предосторожности	7

1. Техника безопасности

Запрещено или ограничено использование устройства для следующих групп людей:

- Людям с кожными сенсорными нарушениями.
- Людям, имеющими следующие кожные заболевания: аллергический дерматит, экзема и другие кожные заболевания.
- Беременным женщинам, женщинам в период менструации и кормления грудью.
- Тем людям, кто подвергался воздействию прямых солнечных лучей в течение последних двух недель.
- На поврежденной коже.

2. Описание устройства

2.1 Внешний вид устройства



2.2 Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте комплектацию у менеджера перед заказом.

- IPL-эпилятор;
- Блок питания;
- Руководство пользователя.

3. Технические характеристики

Лампа	Ксенон-кварцевая лампа
Технология	IPL
Частота энергии	1,5 – 3,9 J/см ²
Фокусное пространство	4,2 см ²
Длина волны	470 – 1100 нм
Адаптер питания	АС 100–240 В; 12 В DC 3А
Вес	210 г
Размер	168x112x78 мм
Рабочая температура	5 °С – 30 °С
Рабочая влажность	30% – 60%

4. Функции

- Омоложение кожи;
- Удаление нежелательных волос.

Данный эпилятор можно использовать для избавления от волос в подмышечных впадинах, волос на губах, на конечностях, по линии роста волос на лбу и так далее. Безболезненно эпиляция проходит для людей с черными или темно-коричневыми волосами на светлой коже. Эпилятор не подходит для использования на темно-коричневой или чёрной коже волос любого цвета, а также не подходит для удаления седых, рыжих и светло-русых волос на коже любого цвета.

Цвет волос \ Цвет кожи	Цвет кожи					
	Оч. светлая	Светлая	Светло-оливковая	Темно-оливковая	Темно-коричневая	Темная
Седые	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Рыжие	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Светло-русые	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Темно-русые	✓	✓	✓	✓	⊗	⊗
Каштановые	✓	✓	✓	✓	⊗	⊗
Темно-каштановые	✓	✓	✓	✓	⊗	⊗
Черные	✓	✓	✓	✓	⊗	⊗

5. Перед использованием

- Протрите световое окно тканью, смоченной в медицинском спирте.
- Подключите аппарат к сети. На экране появится надпись «HR».
- Нажмите и удерживайте кнопку включения устройства в течение 3 секунд. Устройство включится и загорится дисплей.

Примечание

- Поднесите эпилятор к коже, надпись «HR» должен начать мерцать. Таким образом устройство обозначает, что оно распознало кожу и готово к работе.
 - Если надпись «HR» не горит, поднесите эпилятор ближе к коже.
- Нажмите кнопку Вкл / Выкл, чтобы выбрать подходящий для вашего фототипа уровень воздействия лазером. Всего уровней в данной модели восемь.
 - Когда уровень облучения выбран, поднесите эпилятор к коже, чтобы кожа полностью закрывала световое окно. Должна загореться надпись «HR». Нажмите на кнопку вспышки. После каждой вспышки надпись «HR» будет отключаться, пока в эпиляторе не накопится достаточно энергии для следующей вспышки.
 - Для более эффективного удаления волос рекомендуется повторять эпиляцию 2-3 раза. Обратите внимание, что нельзя обрабатывать один и тот же участок кожи больше одного раза подряд, это может привести к ожогам.

5

Примечание

Если устройство не работает, хотя надпись «HR» горит, попробуйте проделать следующие действия:

- Убедитесь, что световое окно достаточно близко к коже.
 - Если индикатор всё еще горит постоянным светом, отдалите его от поверхности кожи на 3-5 секунд, затем поднесите снова.
 - Перезагрузите устройство.
 - Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр.
- Выключите устройство, зажав кнопку Вкл-Выкл на 3 секунды.
 - После использования очистите эпилятор тканью или салфеткой, смоченной в спирте.

Примечание

После частого использования внутри линзы могут появиться белые точки. Это нормальное явление, которое никак не влияет на срок службы аппарата.

6. Использование

Настоятельно рекомендуется проверить наличие побочных эффектов, проведя тест на чувствительность кожи за 2 часа до процедуры удаления волос.

На небольшом участке кожи на внутренней стороне плеча (средняя часть). От низкого до высокого уровня энергии обработайте 1-2 раза на одно и то же место. Если через 2 часа вы почувствуете покраснение, жжение, колющую боль или другие симптомы, обратитесь к врачу перед повторным использованием. При небольшом дискомфорте снова используйте продукт с меньшей интенсивностью, если дискомфорт не исчезнет, перед дальнейшим использованием проконсультируйтесь с врачом.

- Очистите окошко вспышки, затем сбейте волосы на теле и удалите остатки волос.
- Запустите устройство, выберите наиболее подходящий уровень интенсивности для удаления волос.
- После завершения эпиляции необходимо охладить кожу ледяной водой или холодным влажным полотенцем.
- Вы можете использовать тонер, чтобы помочь вашей коже удерживать влагу после удаления волос.
- Рекомендации по работе с уровнями интенсивности для всех типов кожи и различных частей тела смотрите в приведенной ниже сравнительной таблице.

6

- Настоятельно рекомендуется не использовать несколько раз на одном и том же участке кожи.

Сравнительная таблица

	Подмышка	Рука	Нога	Усы	Лицо
Очень светлая	6-8 уровень 3-4 раза				
Светлая	6-8 уровень 3-4 раза				
Св-оливковая	5-7 уровень 2-3 раза	5-7 уровень 2-3 раза	5-7 уровень 2-3 раза	4-6 уровень 2-3 раза	4-6 уровень 2-3 раза
Т-оливковая	4-6 уровень 2-3 раза	1-4 уровень 2-3 раза	1-4 уровень 2-3 раза	1-4 уровень 2-3 раза	1-4 уровень 2-3 раза
Коричневая	1-4 уровень 3-4 раза	1-4 уровень 3-4 раза	1-4 уровень 3-4 раза	1-3 уровень 3-4 раза	1-3 уровень 3-4 раза
Т-коричневая чёрная	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘

Используйте эпилятор на протяжении шести месяцев, чтобы максимально замедлить или даже прекратить рост волос в обрабатываемых участках кожного покрова.

7. Меры предосторожности

- Во время работы не смотрите прямо на вспышку. Не направляйте свет себе прямо в глаза.
- После эпиляции вы можете наблюдать легкое покраснение кожи. Кожу можно охладить льдом или холодной водой.
- При очистке эпилятора от грязи не распыляйте спирт прямо на люминесцентную лампу.
- Не наносите никакие косметические средства на кожу во время эпиляции.
- Старайтесь не есть пищу, повышающую светочувствительность (например, шпинат, рапс, горчицу и т. д.) перед и во время эпиляции.
- Чем сильнее уровень воздействия лазерного эпилятора, тем лучше эффект. Не повышайте больше, чем рекомендовано в таблице выше.
- Люди с более темной кожей могут иметь отсроченные кожные реакции. Не увеличивайте силу воздействия, потому что немедленная реакция не очевидна.
- Следите за увлажнением кожи и не используйте солнцезащитный крем после обработки.

7

- Избегайте ультрафиолетового излучения во время использования аппарата. Хорошо защитите кожу от солнца, избегайте компьютерного излучения, насколько это возможно, нанесите защитный слой солнцезащитного крема.
- Не закрывайте воздухозаборник и радиатор во время использования, чтобы не влиять на рассеивание тепла от аппарата.
- Если в процессе использования инструмента к пластику на краю выхода прилипают волосы или иные загрязнения, пластик может почернеть, но это не повлияет на производительность и нормальное использование инструмента.
- "Светоизлучающая трубка" внутри люминесцентного выхода прибора будет постепенно чернеть на внутренней стенке, что является нормальным процессом старения трубки. Скорость затухания энергии не будет превышать предписанный диапазон в течение периода службы и может использоваться в обычном режиме.
- Изделие не является водонепроницаемым. Пожалуйста, не используйте его в ванной, в душе или в других местах, где можно легко соприкоснуться с водой.
- Если корпус продукта, его окно сломано или инструмент неправильно работает, отправьте его обратно производителю, чтобы определить, можно ли его отремонтировать и использовать повторно. Если он находится под напряжением, отключите источник питания и не включайте, отправьте в сервис.
- Избегайте хранения в местах с сильным магнитным полем и сильной влажностью, запыленностью или высокой температурой.
- Не подвергайте инструмент сильным ударам и падениям.
- Запрещается использовать этот продукт для других целей, кроме указанных выше функций.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!

8