



**MINICAM24**


**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
**Биноклярная лампа для увеличения**  
**Sunt smil, 2,5 x**



**1. Об устройстве**




Входное напряжение	AC100-240V, 50-60 Гц
Напряжение адаптера	5 В 1 А
Мощность	5 Вт
Емкость аккумулятора	2000 мА
Размер кейса	330x200x110 мм



**2. Использование**

Настройка:



Устройство представляет собой чувствительный оптический прибор, требующий осторожного обращения. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на следующие рекомендации:  
 Для дезинфекции рекомендуется использовать дезинфицирующее средство на спиртовой основе. Нанесите дезинфицирующее средство в соответствии с инструкцией изготовителя;  
 Производите чистку после использования при помощи обычных чистящих средств. Запрещается использование растворителей или абразивных чистящих средств;  
 Для очистки загрязненных стеклянных поверхностей используйте прилагаемую чистящую салфетку. Дополнительный уход не требуется.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Клиент WhatsApp



Приятного использования!